

Anti-Oat3/Slc22A8 Polyklonaler Kaninchen-Antikörper Für Wb Und Elisa - Q8Tcc7

Artikelnummer: CM0025497

Einführung

Dieser polyklonale Kaninchen-Antikörper erkennt spezifisch das humane OAT3/SLC22A8-Protein. Er ist für Western Blot (WB) und ELISA validiert und zielt auf die Aminosäuren 443-542 ab. Ideal für die Forschung an renalen Transportern und der Wirkstoffverteilung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	OAT3/SLC22A8 Kaninchen-pAb
Anmerkungen/Alias	OAT3; OAT3/SLC22A8
Spezies	Human
GeneID (Human)	9376
GeneID	9376
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 443-542 des humanen OAT3/SLC22A8 (NP_004245.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	Q8TCC7
Proteingewicht	60 kDa
Versand	Kühlakku