


Anti-Obscn-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, If-P, Elisa - Q5Vst9

Artikelnummer: CM0021061



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes OBSCN, geeignet für WB, IF/ICC, IF-P und ELISA. Kreuzreaktiv mit Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung quergestreifter Muskulatur und von Sarkomeren.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	OBSCN-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	UNC89; RHABD01; ARHGEF30; OBSCN
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	84033
GeneID	84033
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1621–1710 des humanen OBSCN entspricht (NP_443075.3)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q5VST9
Proteingewicht	868 kDa
Versand	Kühlakku