

Monoklonaler Anti-Occludin-Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q16625

Artikelnummer: CM0009469



Einführung

Rekombinanter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes Occludin (Q16625). Validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Zielprotein ist ein Tight-Junction-Protein; reagiert mit humanen, Maus- und Rattenproben.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Occludin-Kaninchen-mAb
Anmerkungen/Alias	BLCPMG; PTORCH1; PPP1R115; Occludin
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	100506658
Gen-ID	100506658
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q16625
Proteingewicht	59 kDa
Versand	Kühlakku