

## Kaninchen-Polyklonaler Anti-OCrl-Antikörper Für Wb Und Elisa - Q01968

Artikelnummer: CM0022459



### Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes OCRL (Q01968), validiert für WB und ELISA. Erkennt humanes, Maus- und Ratten-OCRL; ideal zur Untersuchung des Inositolphosphatstoffwechsels, des endosomalen Transports und von Ziliopathien.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                      |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | OCRL-Kaninchen-pAb                                                                                                        |
| Bemerkungen/Alias | LOCR; DENT2; NPHL2; OCRL1; Dent-2; INPP5F; OCRL-1; OCRL                                                                   |
| Spezies           | Mensch                                                                                                                    |
| Gen-ID (Mensch)   | 4952                                                                                                                      |
| Gen-ID            | 4952                                                                                                                      |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine der Aminosäuren 1-220 des humanen OCRL (NP_001578.2) entsprechende Sequenz enthält |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                 |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                                    |
| Anwendung         | WB, ELISA                                                                                                                 |
| Kreuzreaktivität  | Mensch, Maus, Ratte                                                                                                       |
| SWISS             | Q01968                                                                                                                    |
| Proteingewicht    | 104 kDa                                                                                                                   |
| Versand           | Kühlakku                                                                                                                  |