

Anti-Odc1 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P11926

Artikelnummer: CM0008415



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes ODC1 (Ornithin-Decarboxylase), validiert für Western Blotting (WB) und ELISA. Erkennt ein Band bei ~51 kDa. Ideal für die Untersuchung der Polyamin-Biosynthese und Zellproliferation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ODC1 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	ODC; BABS; NEDBA; NEDBIA; ODC1
Spezies	Human
GeneID (Human)	4953
GeneID	4953
Immunogen	Synthetisches Peptid. Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 des humanen ODC1 (P11926) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P11926
Proteingewicht	51kDa
Versand	Eisbeutel