


## Anti-Olfm1-Kaninchen-Polyklonalantikörper Für Wb Und Elisa - Q99784

Artikelnummer: CM0018060



### Einführung

Kaninchen-Polyklonalantikörper gegen humanes OLFM1 (Noelin). Für WB und ELISA validiert. Reagiert mit humanem und murinem OLFM1. Geeignet zur Untersuchung der Regulation des Axonwachstums und der neuronalen Entwicklung.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                            |
|-------------------|---------------------------------|
| Produktname       | OLFM1-Kaninchen-pAb             |
| Bemerkungen/Alias | AMY; NOE1; OlfA; NOELIN1; OLFM1 |
| Spezies           | Mensch                          |
| Gen-ID (Mensch)   | 10439                           |
| Gen-ID            | 10439                           |
| Immunogen         | Rekombinantes Protein           |
| Quelle            | Kaninchen                       |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper          |
| Anwendung         | WB, ELISA                       |
| Kreuzreaktivität  | Mensch, Maus                    |
| SWISS             | Q99784                          |
| Proteingewicht    | 55 kDa                          |
| Versand           | Kühlakku                        |