

Anti-Olfm3 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Olfm3 Kaninchen Pab

Artikelnummer: CM0019311

Einführung

Polyklonaler Anti-OLFM3-Antikörper, in Kaninchen hergestellt gegen ein synthetisches Peptid aus Maus-OLFM3. Geeignet für Western-Blot- und ELISA-Nachweis von OLFM3 in Proben von Mensch, Maus und Ratte.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	OLFM3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	B230206G02Rik; OLFM3
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	229759
Gen-ID	229759
Immunogen	Synthetisches Peptid; Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 200-300 von Maus-OLFM3 (NP_694797.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
Versand	Eisbeutel