

Anti-Oprk1-Kaninchen-Polyklonalantikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P41145

Artikelnummer: CM0014842



Einführung

Kaninchen-Polyklonalantikörper gegen humanes OPRK1 (Kappa-Opioidrezeptor), geeignet für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Ideal für Studien zur Schmerzforschung und Neurowissenschaft.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	OPRK1-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	KOP; KOR; KOR1; OPRK; KOR-1; K-OR-1; OPRK1
Art	Mensch
GeneID	4986
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 280-380 des humanen OPRK1 (NP_000903.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P41145
Proteingewicht	43 kDa
Versand	Kühlakku