


## Anti-Optn-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q96Cv9

Artikelnummer: CM0019170



### Einführung

Kaninchen-Polyklonaler Antikörper gegen humanes OPTN (Optineurin), validiert für Western Blot, IHC-P, IP und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus. Ideal zur Untersuchung von Autophagie, angeborener Immunität und Neurodegeneration.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Spezifikation                                                                                                            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | OPTN Kaninchen pAb                                                                                                       |
| Bemerkungen/Alias | NRP; FIP2; HIP7; HYPL; ALS12; GLC1E; TFIIIA-INTP; OPTN                                                                   |
| Spezies           | Mensch                                                                                                                   |
| Gen-ID (Mensch)   | 10133                                                                                                                    |
| Gen-ID            | 10133                                                                                                                    |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die Aminosäuren 1-577 von humanem OPTN (NP_068815.2) enthält |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                                   |
| Anwendung         | WB, IHC-P, IP, ELISA                                                                                                     |
| Kreuzreaktivität  | Mensch, Maus                                                                                                             |
| SWISS             | Q96CV9                                                                                                                   |
| Proteingewicht    | 66kDa                                                                                                                    |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                |