


Anti-Osbp Kaninchen-Polyclonal-Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P22059

Artikelnummer: CM0029615



Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen humanes Oxysterol-bindendes Protein 1 (OSBP). Geeignet für WB, IF/ICC, ELISA mit Kreuzreaktivität gegenüber Mensch, Maus, Ratte. Ideal für Studien zum Lipidtransport und Cholesterinstoffwechsel.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	OSBP Kaninchen pAb
Anmerkungen/Aliase	OSBP1; OSBP
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	5007
GenID	5007
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 508-807 des humanen OSBP (NP_002547.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P22059
Proteingewicht	89 kDa
Versand	Eispackung