

Anti-Osire1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q7Xit1

Artikelnummer: CM0020633

Einführung

OsIRE1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA in *Oryza sativa*. Erkennt Serin/Threonin-Proteinkinase/Endoribonuklease IRE1 (99kDa), einen zentralen ER-Stresssensor. Geeignet für die Untersuchung der entfalteten Proteinantwort in Reis.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	OsIRE1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	IRE1; OsIRE1; Osire1p; Osj_24190; OJ1103_E04.109
Spezies	<i>Oryza sativa</i>
Gen-ID	4343198
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 436-650 von <i>Oryza sativa</i> OsIRE1 (Q7XIT1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	<i>Oryza sativa</i>
SWISS	Q7XIT1
Proteingewicht	99kDa
Versand	Eistasche