


Anti-Osteopontin Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P10451

Artikelnummer: CM0002224



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes Osteopontin (OPN/SPP1). Geeignet für Western Blot und ELISA. Erkennt humanes Osteopontin; 35 kDa. Ideal für die Forschung in der Knochenbiologie und Immunantwort.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Osteopontin Kaninchen-mAb
Anmerkungen/Alias	OPN; BNSP; BSPI; ETA-1; Osteopontin
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	6696
Gen-ID	6696
Immunogen	Synthetisches Peptid, das den Aminosäuren 200-300 des humanen Osteopontins (P10451) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P10451
Proteingewicht	35 kDa
Versand	Eisbeutel