

Anti-Otx1 Monoklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P32242

Artikelnummer: CM0003298

Einführung

Hochwertiger kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes OTX1 (Homöobox-Protein OTX1). Geeignet für Western Blot und ELISA; Kreuzreaktivität mit Maus und Ratte. Ideal für Studien zur Gehirnentwicklung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	OTX1 Kaninchen mAb
Spezies	Mensch
GenID	5013
Immunogen	Synthetisches Peptid entsprechend der Aminosäuren 1-100 von humanem OTX1 (NP_055377.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	P32242
Proteingewicht	37 kDa
Versand	Eisbeutel