


Anti-P2Ry2-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P41231

Artikelnummer: CM0013723



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes P2RY2 (P41231), validiert für Western Blot und ELISA. Kreuzreaktiv mit humanen, Maus- und Rattenproben. Ideal für die Erforschung der GPCR-Signalübertragung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	P2RY2-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	P2U; HP2U; P2U1; P2UR; P2Y2; P2RU1; P2Y2R; P2RY2
Art	Human
GeneID (human)	5029
GeneID	5029
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 278-377 des humanen P2RY2 (NP_788086.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P41231
Proteingewicht	42 kDa
Versand	Kühlakku