


Anti-P53 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Ip, Elisa - P04637

Artikelnummer: CM0029942



Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen humanes p53, validiert für Western Blotting, Immunpräzipitation und ELISA. Erkennt das 44 kDa große p53 Tumorsuppressorprotein, ein Schlüsselregulator von Zellzyklusarretierung und Apoptose.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	p53 Rabbit pAb
Bemerkungen/Aliase	P53; BCC7; LFS1; BMFS5; TRP53; p53
Spezies	Mensch
Gen-ID	7157
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 218-390 von humanem p53 (NP_035770.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P04637
Proteingewicht	44 kDa
Versand	Eisbeutel