

Anti-Padi4 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Um07

Artikelnummer: CM0020523



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen PADI4 (Protein-Arginin-Deiminase Typ 4). Validiert für WB und ELISA. Reagiert mit Mensch und Maus. Geeignet für Studien zu Histoncodes, Chromatinregulation und NETs.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PADI4 Rabbit pAb
Bemerkungen/Aliaße	PAD; PAD4; PDI4; PDI5; PADI5; PADI4
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	23569
Gen-ID	23569
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 350–450 von menschlichem PADI4 entspricht (NP_036519.2).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q9UM07
Proteinmasse	74 kDa
Versand	Eisbeutel