

Anti-Pah Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, If-P, Elisa - P00439

Artikelnummer: CM0002417



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes PAH (Phenylalanin-4-Hydroxylase). Geeignet für WB, IF/ICC, IF-P, ELISA. Kreuzreagiert mit humanem, Maus- und Ratten-PAH. Ideal für die Phenylketonurie-Forschung und Enzymaktivitätsstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PAH Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	PH; PKU; PKU1; PAH
Spezies	Human
Gen-ID	5053
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 des humanen PAH (P00439) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P00439
Protein-Gewicht	52kDa
Versand	Eisbeutel