


Anti-Pak3 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - O75914

Artikelnummer: CM0021955



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen PAK3 gerichtet ist, eine Serin/Threonin-Kinase, die an der neuronalen Entwicklung und synaptischen Plastizität beteiligt ist. Geeignet für WB, IF/ICC und ELISA-Anwendungen. Erkennt PAK3 von Mensch, Maus und Ratte.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PAK3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ARA; bPAK; MRX30; MRX47; OPHN3; PAK-3; XLID30; PAK3beta; beta-PAK; PAK3
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	5063
Immunogen	Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O75914
Proteingewicht	62kDa
Versand	Eisbeutel