

Anti-Pak4 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - O96013

Artikelnummer: CM0015673



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper zur Erkennung von humanem und murinem PAK4 (64 kDa). Geeignet für WB, IF/ICC, ELISA. Ideal für die Untersuchung von PAK4 in der Zytoskelettregulation, Zellmigration, Proliferation und Überleben.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PAK4 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PAK4
Spezies	Human
GeneID (Human)	10298
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 450-550 von humanem PAK4 (NP_005875.1) entspricht.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	O96013
Protein-Gewicht	64kDa
Versand	Eistasche