

Anti-Papd4 (Gld2/Tut2) Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q6Piy7

Artikelnummer: CM0015800

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes PAPD4 (GLD2/TUT2), validiert für WB und ELISA in humanen, Maus- und Rattenproben. Geeignet zur Untersuchung der zytoplasmatischen Polyadenylierung und der miRNA-Regulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PAPD4-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	APD4; GLD2; TUT2; PAPD4
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	167153
GeneID	167153
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-300 des humanen PAPD4 (NP_776158.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q6PIY7
Proteingewicht	56 kDa
Versand	Icebag