

## Monoklonaler Anti-Pcbd1-Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P61457

Artikelnummer: CM0009664

### Einführung

Hochwertiger monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes PCBD1 (Pterin-4-alpha-Carbinolamin-Dehydratase). Validiert für WB, IHC-P und ELISA; reagiert mit humanem, murinem und Ratten-PCBD1. Geeignet für die Forschung zur Tetrahydrobiopterin-Biosynthese und Transkriptionsregulation.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                               |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | PCBD1-Kaninchen-mAb                                                                                                |
| Bemerkungen/Alias | PCD; PHS; DCOH; PCBD; PCBD1                                                                                        |
| Art               | Mensch                                                                                                             |
| GeneID (Mensch)   | 5092                                                                                                               |
| GeneID            | 5092                                                                                                               |
| Immunogen         | Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1–104 des humanen PCBD1 (P61457) entspricht. |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                          |
| Kategorie         | Monoklonale Antikörper                                                                                             |
| Anwendung         | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                   |
| Kreuzreaktivität  | Mensch, Maus, Ratte                                                                                                |
| SWISS             | P61457                                                                                                             |
| Proteingewicht    | 12 kDa                                                                                                             |
| Versand           | Kühlakku                                                                                                           |