

Anti-Pcbd1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P61457

Artikelnummer: CM0028321

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes PCBD1, validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für Forschung zur Tetrahydrobiopterin-Biosynthese und Transkription.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PCBD1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PCD; PHS; DCOH; PCBD; PCBD1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	5092
Gen-ID	5092
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P61457
Proteingewicht	12kDa
Versand	Eisbeutel