

Anti-Pcdh1 Poliklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q08174

Artikelnummer: CM0017294



Einführung

Kaninchen-poliklonaler Antikörper gegen humanes Protocadherin-1 (PCDH1, PC42) für Western Blotting und ELISA. Geeignet für Forschung im Bereich Zelladhäsion und Neurobiologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PCDH1 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	PC42; PCDH42; PCDH1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	5097
Gen-ID	5097
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 60-220 des humanen PCDH1 (NP_002578.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q08174
Proteinmasse	115 kDa
Versand	Eispackung