

Anti-PCYT1A Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P49585

Artikelnummer: CM0023970

Einführung

Hochwertiger PCYT1A Kaninchen-Polyklonalantikörper, validiert für WB und ELISA. Reagiert mit humanem und murinem PCYT1A. Geeignet für die Erforschung der Phosphatidylcholin-Biosynthese und verwandter Stoffwechselstörungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PCYT1A Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CT; CTA; CCTA; CTPCT; PCYT1; SMDCRD; CCTalpha; PCYT1A
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	5130
Gen-ID	5130
Immunogen	Synthetisches Peptid - Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 des humanen PCYT1A entspricht (NP_001299602.1).
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	P49585
Proteingewicht	42kDa
Versand	Eistasche