

Anti-Pd-L1/Cd274 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q9Nzq7

Artikelnummer: CM0022915



Einführung

Hochwertiger Anti-PD-L1/CD274 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Erkennt menschliches, murines und rattes PD-L1; geeignet für Studien zur Krebsimmuntherapie und Immuntoleranz.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PD-L1/CD274 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	B7-H; B7H1; PDL1; PD-L1; hPD-L1; PDCD1L1; PDCD1LG1; PD-L1/CD274
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	29126
GenID	29126
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 190-290 von menschlichem PD-L1/CD274 (NP_054862.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9NZQ7
Proteingewicht	33kDa
Versand	Eisbeutel