


Anti-Pdcd4 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper (Ko-Validiert) Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q53EL6

Artikelnummer: CM0025121



Einführung

Der KO-validierte PDCD4 Kaninchen-Polyklonalantikörper detektiert humanes/murines PDCD4 (SWISS Q53EL6, 52kDa) in WB, IHC-P und ELISA. Erkennt Tumorsuppressor, der Translation und neoplastische Transformation hemmt.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO Validated] PDCD4 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	H731; D4
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	27250
Gen-ID	27250
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-260 von humanem PDCD4 (NP_055271.2) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	Q53EL6
Protein-Gewicht	52kDa
Versand	Eistasche