


Anti-Pde4A-Polyklonalantikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P27815

Artikelnummer: CM0019432



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen PDE4A (3',5'-zyklische-AMP-Phosphodiesterase 4A), validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagiert mit Human, Maus, Ratte. Ideal für cAMP-Signalwegstudien und Wirkstoffscreening.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PDE4A Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	PDE4; DPDE2; PDE46; PDE4A
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	5141
Gen-ID	5141
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 325-410 des humanen PDE4A (NP_001104777.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P27815
Proteingewicht	98kDa
Versand	Eisbeutel