

Anti-Pde4C Polyclonale Antikörper Für If/Icc, Elisa - Q08493

Artikelnummer: CM0017898



Einführung

Kaninchen-polyclonale Antikörper gegen humanes PDE4C (cAMP-spezifische Phosphodiesterase 4C). Validiert für IF/ICC und ELISA. Geeignet für Studien zum cAMP-Signalling in Proben von Menschen und Ratten.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Details
Produktname	PDE4C Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	DPDE1, PDE21, PDE4C
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	5143
Gen-ID	5143
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 638-712 des humanen PDE4C (NP_000914.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	Q08493
Proteinmasse	80 kDa
Versand	Eisbeutel