

Anti-Pde4Dip-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q5Vu43

Artikelnummer: CM0028988

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes PDE4DIP (Myomegalin). Valid für WB, ELISA; kreuzreagierend mit Maus. Ideal für Mikrotubuli-Dynamik, Herzmuskelbiologie und Zentrosomenforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PDE4DIP Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	MMGL; CMYA2; PDE4DIP
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	9659
Gen-ID	9659
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-310 von humanem PDE4DIP (NP_071754.3) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q5VU43
Protein-Gewicht	265kDa
Versand	Eisbeutel