

Anti-Pdgfc Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Nra1

Artikelnummer: CM0018205

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes PDGFC, validiert für WB und ELISA. Erkennt humanes, Maus- und Ratten-PDGFC, einen Wachstumsfaktor, der an der Embryonalentwicklung, Angiogenese und Wundheilung beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PDGFC Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	SCDGF; FALLOTEIN; PDGFC
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	56034
Gen-ID	56034
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 166-345 von humanem PDGFC (NP_057289.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q9NRA1
Proteingewicht	39kDa
Versand	Eisbeutel