

Anti-Pdgfd Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Gzp0

Artikelnummer: CM0025084

Einführung

Anti-PDGFD Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA mit Reaktivität gegen Mensch und Maus. Zielt auf den plättchenabgeleiteten Wachstumsfaktor D ab, der an Zellproliferation, Migration und Angiogenese beteiligt ist. Geeignet für Krebs- und Entwicklungsbiologieforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PDGFD Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	IEGF; SCDGFB; MSTP036; SCDGF-B; PDGFD
Spezies	Mensch
Gen-ID	80310
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 250-350 von menschlichem PDGFD (NP_079484.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q9GZP0
Proteingewicht	43kDa
Versand	Eisbeutel