

Anti-Pdia6 Kaninchen-Polyclonale Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q15084

Artikelnummer: CM0024829



Einführung

Hochwertiger kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen humanes PDIA6 (ERP5/P5). Validiert für WB, IHC-P, ELISA; Kreuzreaktivität mit Maus & Ratte. Ideal für Forschung zu Blutplättchen und ER-Stress. ~48 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PDIA6 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	P5, ERP5, TXNDC7, PDIA6
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	10130
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 20-300 des humanen PDIA6 (NP_005733.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q15084
Proteingewicht	48 kDa
Versand	Eisbeutel