


Anti-Pebp1 Kaninchen-Monoklonalantikörper Für Wb, Elisa - P30086

Artikelnummer: CM0002649



Einführung

Kaninchen-Monoklonalantikörper gegen humanes PEBP1 (RKIP/HCNP). Validiert für WB und ELISA, kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die MAPK-Signalweg- und Neurobiologie-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PEBP1 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	PBP; HCNP; PEBP; RKIP; HCNPPp; PEBP-1; HEL-210; HEL-S-34; HEL-S-96; PEBP1
Spezies	Mensch (Human)
Gen-ID (Mensch)	5037
Gen-ID	5037
Immunogen	Synthetisches Peptid - Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem PEBP1 (P30086) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P30086
Proteingewicht	21kDa
Versand	Eisbeutel