


Anti-Pedf/Serpinf1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P36955

Artikelnummer: CM0014775



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes PEDF/SERPINF1, validiert für WB- und ELISA-Anwendungen. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für die Angiogenese- und neurotrophe Faktor-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PEDF/SERPINF1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	OI6; OI12; PEDF; EPC-1; PIG35; PEDF/SERPINF1
Spezies	Human
Gen-ID	5176
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 141-240 von humanem PEDF/SERPINF1 entspricht (NP_002606.3)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P36955
Proteingewicht	46kDa
Versand	Eisbeutel