

Anti-Peli3 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q8N2H9

Artikelnummer: CM0027323

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes PELI3, geeignet für Western Blot (WB) und ELISA-Anwendungen. PELI3 ist eine E3-Ubiquitin-Ligase, die an die angeborene Immunität und TLR/IL-1-Signalwege beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PELI3 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	PELI3
Spezies	Mensch
GeneID	246330
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-280 von humanem PELI3 (NP_659502.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q8N2H9
Proteingewicht	51 kDa
Versand	Eisbeutel