

Anti-Pepsinogen Ii (Pg Ii) Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Ihc-P, Elisa - P20142

Artikelnummer: CM0003084



Einführung

Monoklonaler Antikörper aus Kaninchen gegen menschliches Pepsinogen II (PG II). Geeignet für IHC-P und ELISA, mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus und Ratte. Ideal für gastroenterologische Forschung und die Entwicklung von IVD-Assays.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Pepsinogen II (PG II) Kaninchen mAk
Anmerkungen/Alias	PEPC; PGII; Pepsinogen II (PG II)
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	5225
GeneID	5225
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-388 von menschlichem Pepsinogen II (PG II) (NP_002621.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P20142
Proteingewicht	42 kDa
Versand	Eisbeutel