


Anti-Peroxiredoxin 4 (Prdx4) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q13162

Artikelnummer: CM0014179



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen humanes Peroxiredoxin 4 (PRDX4) gerichtet ist, validiert für Western Blot und ELISA mit Kreuzreaktivität zu Maus und Ratte. Ideal für die Forschung zu oxidativem Stress und Antioxidans-Enzymen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO Validiert] Peroxiredoxin 4 (PRDX4) Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	PRX-4; AOE372; AOE37-2; HEL-S-97n; 4)
Spezies	Mensch
GenID	10549
Immunogen	Rekombines Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 38-271 von humanem Peroxiredoxin 4 (PRDX4) (NP_006397.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q13162
Proteingewicht	31kDa
Versand	Eisbeutel