

Anti-Pex11B Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - O96011

Artikelnummer: CM0002361

Einführung

Anti-PEX11B Kaninchen monoklonaler Antikörper entwickelt für Western Blot und ELISA. Validiert im Menschen. Ziel ist der Peroxisomen-Biogenesefaktor 11B mit einem vorhergesagten Molekulargewicht von 28 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PEX11B Kaninchen mAk
Bemerkungen/Alias	PEX14B; PEX11beta; PEX11-BETA; PEX11B
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	8799
Gen-ID	8799
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 50-150 von humanem PEX11B (O96011) entspricht
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	O96011
Proteingewicht	28kDa
Versand	Eistasche