


Anti-Pex19 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P40855

Artikelnummer: CM0002161



Einführung

CamelBios Anti-PEX19 Kaninchen monoklonaler Antikörper, validiert für Western Blot und ELISA, erkennt spezifisch humanes PEX19. Essentiell für Studien zur Peroxisomen-Biogenese, Zellzyklusforschung und die Entwicklung diagnostischer Assays.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PEX19 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	PXF; HK33; PMP1; PMPI; PXMP1; PBD12A; D1S2223E; PEX19
Spezies	Mensch
Gen-ID	5824
Immunogen	Synthetisches Peptid innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem PEX19 (P40855)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P40855
Proteingewicht	33kDa
Versand	Eisbeutel