


Anti-Pex3-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P56589

Artikelnummer: CM0029262



Einführung

Kaninchen-Polyklonaler Antikörper gegen humanes PEX3 (TRG18/PBD10A). Validiert für WB und ELISA. Kreuzreagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Forschung zur Peroxisomen-Biogenese und zum Zellweger-Syndrom.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PEX3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	TRG18; PBD10A; PBD10B; PEX3
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	8504
GenID	8504
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 144-373 von humanem PEX3 (NP_003621.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P56589
Proteingewicht	42kDa
Versand	Eisbeutel