


Anti-Pfdn1 Polyklonale Antikörper Für Wb, Elisa - O60925

Artikelnummer: CM0025798



Einführung

Kaninchen-polyklonale Antikörper gegen PFDN1, eine Prefoldin-Untereinheit, die an der Proteinfaltung beteiligt ist. Validiert für WB und ELISA in Proben von Menschen, Mäusen und Ratten.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PFDN1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	PDF; PFD1; PFDN1
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	5201
Gen-ID	5201
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz der Aminosäuren 1-122 des menschlichen PFDN1 (NP_002613.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O60925
Proteingewicht	14 kDa
Versand	Eisbeutel