

Anti-Pgbd1 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q96Js3

Artikelnummer: CM0023551

Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen menschliches PGBD1 (SCAND4), validiert für WB und ELISA. PGBD1 ist ein nukleares, von Transposase abgeleitetes Protein, das die neuronale Genexpression und die Paraspeckle-Assemblierung reguliert. Ideal für neurowissenschaftliche Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PGBD1 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	SCAND4; HUCEP-4; dj874C20.4; PGBD1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	84547
GenID	84547
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 150-450 des menschlichen PGBD1 (NP_115896.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q96JS3
Proteinmolekulargewicht	93 kDa
Versand	Eisbeutel