

Anti-Pglyrp2 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q96Pd5

Artikelnummer: CM0021071

Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen menschliches PGLYRP2 (Peptidoglykan-Erkennungsprotein 2, PGRP-L), geeignet für WB und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus. Ideal für Forschung zur angeborenen Immunität und Peptidoglykan-Verdauung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PGLYRP2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	tagL; PGRP-L; PGRP-L; PGLYRPL; HMFT0141; TAGL-ähnlich; tagL-beta; tagL-alpha; PGLYRP2
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	114770
Gen-ID	114770
Immunogen	Synthetisches Peptid (Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 300-400 des menschlichen PGLYRP2 (NP_443122.3) entspricht)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q96PD5
Proteinmasse	62 kDa
Versand	Eispackung