


Anti-Phactr1 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9C0D0

Artikelnummer: CM0023140



Einführung

CamelBio bietet Anti-PHACTR1 Kaninchen-Polyklonalen Antikörper für WB und ELISA an. Erkennt menschliches, murines und ratte PHACTR1, einen Phosphatase- und Aktin-Regulator, der an der Zellmotilität und der Organisation des Zytoskeletts beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PHACTR1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	RPEL; DEE70; RPEL1; EIEE70; dj257A7.2; PHACTR1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	221692
GenID	221692
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 154-380 von menschlichem PHACTR1 (NP_112210.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9C0D0
Proteingewicht	66kDa
Versand	Eisbeutel