


Anti-Phd2/Egln1 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Gzt9

Artikelnummer: CM0018045



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes PHD2/EGLN1, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Detektiert endogenes PHD2/EGLN1 in humanen, murinen und rattigen Proben. Ideal für Hypoxie- und Angiogenese-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PHD2/EGLN1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	HPH2; PHD2; SM20; ECTY3; HALAH; HPH-2; HIFPH2; ZMYND6; C1orf12; HIF-PH2; PHD2/EGLN1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	54583
GenID	54583
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die Aminosäuren 1-426 von humanem PHD2/EGLN1 (NP_071334.1) umfasst
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9GZT9
Proteingewicht	46kDa
Versand	Eisbeutel