


Anti-Phospho-Aurka-T288/Aurkb-T232/Aurkc-T198 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - O14965 / Q96Gd4 / Q9Uqb9

Artikelnummer: CM0000808



Einführung

Phosphospezifischer polyklonaler Kaninchenantikörper, der AURKA (T288), AURKB (T232) und AURKC (T198) erkennt. Validiert für Western Blot und ELISA; reagiert mit humanen und Rattenproben. Ideal für Zellzyklus- und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-AURKA-T288/AURKB-T232/AURKC-T198 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	AURKA/AURKB/AURKC; Phospho-AURKA-T288/AURKB-T232/AURKC-T198
Spezies	Human
GenelD (Human)	6790/9212/6795
GenelD	6790/9212/6795
Immunogen	Synthetisches phosphoryliertes Peptid um T288 von humanem AURKA (NP_003591.2)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Ratte
SWISS	O14965/Q96GD4/Q9UQB9
Versand	Eisbeutel