


Kaninchen-Polyklonaler Anti-Phospho-Brd4 (Ser1070)-Antikörper Für Wb, Elisa - O60885

Artikelnummer: CM0001789



Einführung

Phosphospezifischer kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen BRD4 (pS1070) für WB- und ELISA-Anwendungen. Reaktiv gegenüber Human; ideal für Studien zu Chromatin-Lesen, Transkriptionsregulation und DNA-Schadensantwort.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-BRD4-S1070 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CAP; MCAP; HUNK1; HUNKI; FSHRG4; Phospho-BRD4-S1070
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	23476
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um S1070 des humanen BRD4 (NP_490597.1).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	O60885
Proteingewicht	152 kDa
Versand	Eisbeutel