


Anti-Phospho-Csf-1R (Y708) Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P07333

Artikelnummer: CM0001578



Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper spezifisch für phosphoryliertes CSF-1R an Y708. Validiert für Western Blot und ELISA an humanen Proben. Ideal für die Erforschung von Makrophagen-Signalübertragung, angeborener Immunität und Krebsbiologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-CD115/CSF-1R-Y708 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	FMS; CSFR; FIM2; GPSC; HDLS; C-FMS; CD115; HDLS1; CSF-1R; BANDDOS; M-CSF-R; Phospho-CD115/CSF-1R-Y708
Art	Mensch
GenID (Mensch)	1436
GenID	1436
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um Y708 von humanem CSF1R (NP_005202.2).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P07333
Proteingewicht	108 kDa
Versand	Eisbeutel