

Anti-Phospho-Egfr (T669) Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ip, Elisa - P00533

Artikelnummer: CM0000451



Einführung

Anti-Phospho-EGFR (T669) Kaninchen-Polyklonalantikörper, validiert für Western Blot, Immunpräzipitation und ELISA. Erkennt spezifisch humanes EGFR, das an Threonin 669 phosphoryliert ist, und ermöglicht so die präzise Untersuchung von EGFR-Signalkaskaden in der Onkologie und der Signaltransduktionsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-EGFR-T669 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ERBB; ERRP; HER1; mENA; ERBB1; PIG61; NISBD2; Phospho-EGFR-T669
Spezies	Mensch
Gen-ID (Human)	1956
Gen-ID	1956
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um T669 des humanen EGFR (NP_005219.2)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P00533
Proteingewicht	134kDa
Versand	Eisbeutel