

## Anti-Phospho-Eif2A (S51) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ip, Elisa - P05198

Artikelnummer: CM0001600



### Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper zum Nachweis von endogenem phosphoryliertem eIF2 $\alpha$  (Ser51) in Mensch, Maus, Ratte. Validiert für WB, IP, ELISA. Ideal für Studien zur integrierten Stressantwort und Translation.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                           |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | Phospho-eIF2 $\alpha$ -S51 Kaninchen pAb                                                                       |
| Bemerkungen/Alias | EIF2; EIF-2; EIF2A; EIF-2A; EIF-2alpha; Phospho-eIF2 $\alpha$ -S51                                             |
| Spezies           | Mensch                                                                                                         |
| GenID (Mensch)    | 1965                                                                                                           |
| GenID             | 1965                                                                                                           |
| Immunogen         | Synthetisches Peptid Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um S51 von humanem eIF2 $\alpha$ (NP_004085.1). |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                      |
| Kategorie         | Phosphorylierte Antikörper                                                                                     |
| Anwendung         | WB, IP, ELISA                                                                                                  |
| Kreuzreaktivität  | Mensch, Maus, Ratte                                                                                            |
| SWISS             | P05198                                                                                                         |
| Proteingewicht    | 36kDa                                                                                                          |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                      |